

ADTK6 NANOTUBE

- LEGGERO:

Peso 2,5 kg

Dimensioni: 26 x 16,5 x 17,6 centimetri

La nuova generazione di Radiologici
davvero portatili!



Nuova tecnologia con nano-tubo

ADT K6 NANOTUBE

- PRATICO:

Display intuitivo

Immediato nell'impostazione dei dati e dei preset

Puntatore Laser a croce per un facile centraggio del paziente

Tablet di gestione remota WIFI (optional)


Tablet/Mobile Application

- Wireless Connectivity with tablet and mobile phone
- Wireless X-ray exposure switch adjustable seconds, kV, mA

Wireless Remote Switch



Direct Shoot



Remote Switch



Wireless Connection

OPTION



ADT K6 NANOTUBE


- POTENTE:

Generatore da 70kV e 6mA, unico nelle sue prestazioni, ogni tipo di esame domiciliare senza dover rinunciare alla qualità.

X ray Nano tubo con Macchia focale a Alta risoluzione 0,4 mm. per produrre esami di ottimo livello diagnostico



• Chest



• Head



• Abdomen

La nuova generazione di Radiologici davvero portatili!

ADT K6-NANOTUBE



A NEW DIMENSION of X-RAY TUBE

ADT R@nner 4.0 Sistema di radiologia digitale domiciliare



ADTK6 NANOTUBE



DRTECH
EVS Advanced
Detettori DR



ADT E-PACS

